

## FICHA TÉCNICA PIPETA DESECHABLE PARA VSG X 200 UND



<b>Nombre y referencia:</b>	Pipeta Desechable Para VSG - ref 2165
<b>Composición:</b>	El producto está realizado el 100% en plástico poliestireno irrompible transparente con adaptador en caucho.
<b>Presentación comercial:</b>	Caja por 200 unidades
<b>Características:</b>	Producto realizado en plástico poliestireno transparente, con medidor en gaucho para garantizar una máximo precisión al momento de seleccionar la muestra
<b>Material del empaque:</b>	Caja de cartón
<b>Usos:</b>	La pipeta puede ser utilizado directamente en un tubo de ensayo universales, también de utiliza directamente con el tubo de ensayo de la depresión del dispositivo de recogida de sangre. Se debe retirar la tapa del tubo antes de utilizar.
<b>Precauciones de usos y advertencias:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No usar si se encuentra algún tipo de material extraño en el interior de la pipeta.</li> <li>• Manipular de acuerdo a las políticas y procedimientos de la institución.</li> <li>• Los tubos deben ser desechables juntos en contenedores de eliminación de riesgos biológicos.</li> </ul>
<b>Modo de uso:</b>	Profesional de laboratorio.
<b>Condiciones de almacenamiento:</b>	Temperatura ambiente
<b>Medidas (largo x ancho) volumen Graduación</b>	23 cm x 4,5 ml Volumen 1.7 ml Graduación 1 mm

<b>Peso de la unidad de embalaje:</b>	3 gramos
<b>Tiempo de vida útil:</b>	De un solo uso, producto desechable.
<b>Registro sanitario:</b>	No requiere.

